



EASY'BAT

DESINFECTANT D'ELEVAGE

Bactéricide, Levuricide, Fongicide, Virucide



7 bonnes raisons d'utiliser EASY'BAT

1. EASY'BAT est un désinfectant **tout support** pour l'hygiène en élevage, clinique vétérinaire, animaleries....
2. **Economique**, produit liquide concentré : **2 à 6%** en fonction de l'usage.
3. EASY'BAT convient aux bâtiments d'élevage mais aussi aux petits matériels, cages, pondoires,....
4. Efficacités **bactéricides, fongicides et virucides**.
5. Classements biocides **TP2, TP3 et TP4**.
6. Utilisations en pulvérisation, par immersion pour le petit matériel ou par versage/remplissage des contenants (mangeoirs).
7. Demande AMM en cours.



Particulièrement adapté pour :



Elevage

En élevage, clinique vétérinaire, animaleries, refuges, chenils,....

Pour la désinfection de surfaces mais aussi des petits matériels, cages, clapiers,.... mais aussi des zones de stockage des denrées alimentaires et des zones de préparations des aliments pour animaux.

Caractéristiques	Mode d'emploi
Aspect : liquide limpide incolore à jaunâtre légèrement moussant pH : $13,25 \pm 0,75$ Densité : $1,06 \text{ g/cm}^3 \pm 0,02$ Stockage : Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel. Substances actives : CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM (N° CAS : 7173-51-5) à 69,00 g/kg. Produit déclaré en TP2 : Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux. TP 3 : Hygiène vétérinaire. TP 4 : Surface en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Soumis au certibiocide pour les entreprises concernées. Numéro d'inventaire BioCID : 76944. SL - Concentré soluble. AMM en cours. Détenteur : HYDRACHIM - 35370 Le Pertre Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.	Appliquer en l'absence d'animaux, pendant le vide sanitaire. Nettoyer les surfaces et matériels puis rincer. Faire un essai préalable sur une petite surface moins visible. <u>Avec action mécanique (TP2 et TP4)</u> Pulvériser le produit en prenant soin de bien couvrir la zone à nettoyer et à désinfecter de manière homogène. Nettoyer et frotter puis laisser agir, avec un temps de contact de 1 à 30 minutes, selon votre usage. Essuyer avec une éponge, une lingette ou une serpillère. <u>Sans action mécanique (TP3 et TP4)</u> Laisser agir le produit selon le temps indiqué, de 15 à 30 minutes, pour une efficacité complète selon votre usage. Essuyer avec une éponge, une lingette ou une serpillère. Rinçage obligatoire pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires dans le cadre du TP4. En cas d'inefficacité, veuillez remonter le problème au détenteur de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) : infobiocide@b2f.fr Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.

FR11042025

7 en +

LAVOXOL : Détergent dégraissant pour machines

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
[Www.7darmor.fr](http://www.7darmor.fr)



CARACTERISTIQUES MICROBIOLOGIQUES :

Efficacités désinfectantes en condition de propreté pour une mise en œuvre en pulvérisation avec une action mécanique, dans le cadre de l'hygiène des cliniques vétérinaires (TP2) :

Efficacités	Normes	Dilution	Temps de contact
Bactéricide Levuricide	EN13727, EN13624, EN16615	2%	5 mn
Bactéricide Levuricide Virucide sur virus enveloppé	EN13727, EN13624, EN16615, EN14476, EN16777	3%	5 mn
Bactéricide Levuricide Virucide sur virus enveloppé	EN13727, EN13624, EN16615, EN14476, EN16777	4%	1 mn
Bactéricide Levuricide Virucide sur virus enveloppé Fongicide	EN13727, EN13624, EN16615, EN14476, EN16777	4%	30 mn

Efficacités désinfectantes en condition de propreté pour une mise en œuvre par trempage, dans le cadre de l'hygiène vétérinaire (TP2) hors instruments médicaux :

Efficacités	Normes	Dilution	Temps de contact
Bactéricide Levuricide Virucide sur virus enveloppé	EN1276, EN1650, EN14476, EN14561, EN14562, EN17111	3%	15 mn

Efficacités désinfectantes en condition de saleté, 10°C, pour une mise en œuvre par pulvérisation sans essuyage ni action mécanique, dans le cadre de l'hygiène vétérinaire (TP3) hébergement des animaux :

Efficacités	Normes	Dilution	Temps de contact
Bactéricide Levuricide	EN16556, EN1657, EN14349 et EN16438	2%	15 mn
Bactéricide Levuricide Virucide sur virus enveloppé	EN1656, EN1657, EN14349, EN16438, EN14675 et EN17122	6%	30 mn

Efficacités désinfectantes en condition de propreté, essuyage humide avec action mécanique, dans le cadre de la préparation des repas des animaux (TP4) :

Efficacités	Normes	Dilution	Temps de contact
Bactéricide et Levuricide Virucide sur virus enveloppé Fongicide	EN1276, EN1650, EN16615, EN14476 et EN16777	4%	30 mn

Efficacités désinfectantes en condition de propreté, versage—remplissage sans action mécanique, dans le cadre de la préparation des repas des animaux (TP4) :

Efficacités	Normes	Dilution	Temps de contact
Bactéricide Virucide totale Levuricide	EN1276, EN1650, EN13697, EN14476, EN16777	5%	30 mn

Virucidie (TP2-TP4), hors domaine médical :

Virucidie enveloppée : MVA

Virucidie spectre limité : Norovirus murin, Adenovirus

Virucidie (TP2), médicale/vétérinaire :

Virucidie enveloppée : MVA

Virucidie spectre limité : Norovirus murin, Adenovirus

Virucidie totale : Norovirus murin, Adenovirus, Poliovirus

Virucidie (TP3) :

Virucidie enveloppée : couvrant l'ECBO, feline coronavirus, H1N1) à partir de 6%

