



POLYCLEAN+

NETTOYANT DEGRAISSANT DESINFECTANT
DOMAINE ALIMENTAIRE

PARFUM CITRON

**BACTERICIDE
LEVURICIDE
FONGICIDE
VIRUCIDE**



7naturtech
TECHNICAL PRODUCTS PROTECTING THE FUTURE

700T

7 bonnes raisons d'utiliser POLYCLEAN+

1. **Dégraissant** : agit en profondeur sur les souillures (graisses, huiles, encres).
2. **Désodorisant** : détruit les micro-organismes responsables des mauvaises odeurs.
3. **Large spectre** d'activité désinfectante.
4. **Polyvalent** : s'utilise pour le nettoyage de tous types de surfaces.
5. Agréablement parfumé : Citron
6. **Prêt à l'emploi** : pas de risque de surdosage.
7. Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées **alimentaires** (Arrêté du 08/09/1999 et ses amendements).



Particulièrement adapté pour :



I.A.A.



Santé



Loisirs



Métiers de bouche



Collectivités

Idéal pour le nettoyage et la désinfection des bâtis de machine, tables, plans de travail, stratifiés, hottes, filtres, jantes, enjoliveurs, détachage des tapis et moquettes non fragiles, vêtements professionnels, plastiques, tableaux de bord, ...

Utilisable sur métaux (y compris l'aluminium), verre, plastiques (y compris linoléum, ballatum et Plexiglass), PVC...

Efficace sur les graisses et huiles (minérales, animales et végétales), dissout les encres, traces de feutres et crayon.

Dissout les résidus de colle, goudron, nicotine, résidus ferreux, poussières de freins, pollution atmosphérique, ...

Utilisable en collectivités (Café, Hôtellerie, Restauration), en secteur alimentaire (Métiers de bouche, restauration collective, restauration rapide) et en Etablissements hospitaliers (hôpitaux, cliniques, crèches, maisons de retraite et établissements médicalisés, ...),

Pour enlever les résines des ustensiles de jardins (taille haies, sécateurs, tronçonneuse) pour les paysagistes, services techniques, magasins de motoculteurs.

Caractéristiques	Mode d'emploi
Préparation à usage biocide : CHLORURE DE DIDECYL DIMETHYL AMMONIUM (CAS 7173-51-5) : 1,75 g/kg TP 02/04 Odeur : citron Densité : 1,00 g.cm³ ± 0,01 pH pur : 11,00 ± 0,5 N° d'inventaire BioCID : 79890. AL - Autres liquides destinés à être utilisés sans dilution. TP 2 : Produits pour désinfecter les surfaces, les matériaux, les équipements et le mobilier non en contact avec des denrées alimentaires. TP 4 : Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Produit réservé aux professionnels. Soumis au certibiocide pour les entreprises concernées. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits. Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.	Produit prêt à l'emploi. S'utilise pur en pulvérisation sur les supports. Faire un test au préalable sur une surface peu visible. Pulvériser le produit sur les surfaces puis frotter. Laisser agir selon l'efficacité souhaitée. Essuyer avec un chiffon propre. Un rinçage est nécessaire pour toutes les surfaces en contact avec les denrées alimentaires. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide. Recycler ou éliminer de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.

FR11042025

7 en +

7INNOV VITRE : Nettoyant dégraissant pour surfaces vitrées, Ecolabel.

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles



Tél 02 97 54 50 00
www.7darmor.fr

7d'Armor

En saleté générale, efficacité **bactéricide** selon les normes AFNOR EN 1276, EN 13697 et EN 16615 en condition de saleté (3g/l d'alumine bovine)

En saleté médicale (concerne la désinfection en milieu médical hors secteur chirurgical (TP2), efficacité **bactéricide** selon les normes AFNOR EN 13727, EN 17387 et EN 16615 en condition de saleté médicale (3g/l d'alumine bovine + 3g/l d'erythrocytes de mouton):

Souches d'essai	Temps de contact / Température	Concentration
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Escherichia coli</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Listeria monocytogenes</i> <i>Salmonella enterica</i> <i>Lactobacillus brevis</i> <i>Enterobacter cloacae</i> <i>Campylobacter jejuni</i>	5 min 20°C	PUR

En saleté générale, efficacité **levuricide** selon les normes AFNOR EN 1650, EN 13697 et EN 16615 en condition de saleté (3g/l d'alumine bovine)

En saleté médicale (concerne la désinfection en milieu médical hors secteur chirurgical (TP2), efficacité **levuricide** selon les normes AFNOR EN 13624, EN 17387 et EN 16615 en condition de saleté médicale (3g/l d'alumine bovine + 3g/l d'erythrocytes de mouton):

Souches d'essai	Temps de contact / Température	Concentration
<i>Candida albicans</i>	5 min / 20°C	PUR

En saleté générale, efficacité **fongicide** selon les normes AFNOR EN 1650, EN 13697 et EN 16615 en condition de saleté (3g/l d'alumine bovine):

Souches d'essai	Temps de contact / Température	Concentration
<i>Aspergillus brasiliensis</i>	15 min / 20°C	PUR

En saleté médicale (concerne la désinfection en milieu médical hors secteur chirurgical (TP2), efficacité **fongicide** selon les normes AFNOR EN 1650 et EN 13697 en condition de saleté médicale (3g/l d'alumine bovine + 3g/l d'erythrocytes de mouton):

Souches d'essai	Temps de contact / Température	Concentration
<i>Aspergillus brasiliensis</i>	30 min / 20°C	PUR

En saleté générale, efficacité **virucide** selon les normes AFNOR EN 14476 et EN 16777 en condition de saleté (3g/l d'alumine bovine):

Souches d'essai	Temps de contact / Température	Concentration
<i>Adenovirus Type 5</i> <i>Poliovirus Type 1</i> <i>Murine norovirus</i> <i>MVA</i> <i>Coronavirus</i> <i>Rotavirus</i> <i>Parvovirus</i> <i>Virus hépatite A et E</i>	15 min / 20°C	PUR

En saleté médicale (concerne la désinfection en milieu médical hors secteur chirurgical (TP2), efficacité **virucide** selon les normes AFNOR EN 14476 et EN 16777 en condition de saleté médicale (3g/l d'alumine bovine + 3g/l d'erythrocytes de mouton):

Souches d'essai	Temps de contact / Température	Concentration
<i>Adenovirus Type 5</i> <i>Poliovirus Type 1</i> <i>Murine norovirus</i> <i>Rotavirus</i> <i>Parvovirus</i> <i>Virus hépatite A et E</i>	15 min / 20°C	PUR
<i>MVA</i> <i>Coronavirus</i>	5 min / 20°C	PUR

