

SYN 7 WASH

LESSIVE LIQUIDE DESINFECTANTE

EFFICACE DES 20°C
Norme virucide EN14476
(virus enveloppés)
Norme médicale bactéricide
EN13727



Produits
Hygiène
Base

Référencé Prodhabase*

7 bonnes raisons d'utiliser SYN 7 WASH

1. SYN 7 WASH est une lessive **désinfectante** destinée au lavage et à la désinfection du linge en lave-linge ménager et semi – professionnel.
2. SYN 7 WASH détruit efficacement dès **20 °C** les bactéries et les virus enveloppés en cycle court (30 mn)
3. Additivée en séquestrant, son action **anticalcaire** garantit la blancheur du linge, et préserve durablement aussi bien le linge que les machines.
4. Son **parfum** garantit une fraîcheur longue durée.
5. S'utilise **sans** pré lavage, ne contient pas de javel
6. SYN 7 WASH est aussi bien adaptée aux **textiles blancs que colorés**.
7. **Respecte** les textiles fragiles.

Particulièrement adapté pour :



Hôtellerie et restauration



Collectivités



Santé

La désinfection des masques, draps, linge de salle de bain, blouses ... en collectivités, EHPAD, milieu médical et paramédical.

Caractéristiques

Aspect liquide parfum frais
Couleur : bleue lagon
Densité : 1,02 ±0,01
pH : 10,5 ±0,5
Règlement détergent : contient moins de 5% : agents de surface amphotères, 5% ou plus mais moins de 15% d'agents de surface non ioniques, moins de 5% de polycarboxylates, désinfectants, parfums.

Propriétés Microbiologiques :
Actifs biocides : CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM (CAS 7173-51-5) : 24.50 g/kg ; ETHANOL (CAS 64-17-5) : 57.60 g/kg
TP2 : Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux. Soumis au certibiocide pour les entreprises concernées.
Produit enregistré sous BioCID n°65968. SL - Concentré soluble
Bactéricide selon la norme EN 13727 à 20 °C en 30 mn à 8.9 ml/l en conditions de saleté.
Actif sur les virus enveloppés à 8.9 ml/l selon la norme EN 14476 à 20 °C en 30 mn en conditions de saleté.
*base de produits d'hygiène de référence pour les professions médicales et para-médicales.
Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.

Mode d'emploi

Données pour une machine de 4.5kg de linge :

	Linge peu sale	Linge sale	Linge très sale
Eau douce (<15°TH)	80 ml	100ml	120ml
Eau dure (de 15 à 35°TH)	100ml	120ml	140ml
Eau très dure (>35°TH)	120ml	140ml	160ml

Lavage à la main :

Mettre dans 3 L d'eau 27 ml de SYN 7 WASH et y ajouter 1 kg de linge sec.
Laisser tremper 30 mn puis frotter et rincer abondamment.

Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Ne pas réutiliser l'emballage vide.

FR17102024/6

7 en +

SYN 7 AS : Désinfectant des surfaces par voies aériennes

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
www.7darmor.fr

7d'Armor