



SYNER AMINE

DETERGENT DESINFECTANT
Domaine alimentaire

Sans
ammonium quaternaire



7 bonnes raisons d'utiliser SYNAMINE

1. SYNAMINE permet le **nettoyage et la désinfection** des sols et surfaces.
2. Produit concentré : **économique** : s'utilise à 0.5 % à 4%.
3. Sécurité optimale : **sans aldéhyde et sans ammonium quaternaire**.
4. Déclaré au BioCID en **TP4** : Désinfectant pour toutes surfaces en contact avec les denrées alimentaires.
5. Application **mousse** et pulvérisation.
6. Ne colle pas, ne laisse pas de traces ; **Compatibilité** avec tout type de surface.
7. Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées **alimentaires** (Arrêté du 08/09/1999 et ses amendements).



Particulièrement adapté pour :



I.A.A.



Métiers de bouche

Les industries agro-alimentaires.

Utilisable en collectivités (Café, Hôtellerie, Restauration), en secteur alimentaire (Métiers de bouche, restauration collective, restauration rapide)

Caractéristiques	Mode d'emploi														
<u>Composition</u> : Préparation liquide concentrée TP4. N-(3-AMINOPROPYL)-N-DODECYLPROPANE-1,3-DIAMINE CAS 2372-82-9 : 7.80g/kg TP4 : désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux Tensioactifs anioniques et non ioniques, désinfectants, parfum. Numéro d'inventaire BioCID n°87730 - SL : Concentré soluble Etat physique : liquide pH : >12 (1%) Couleur : incolore à jaune pâle Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.	S'utilise en application mousse et pulvérisation sur les surfaces et matériels. Avant tout nettoyage, procéder au rangement et balayage. S'utilise dilué de 0,5 à 4% selon le type d'efficacité recherchée. Laisser agir le temps nécessaire Rincage à l'eau froide potable. <table><tr><th>Méthode</th><th>Concentration</th><th>T°C</th><th>Temps</th></tr><tr><td>Canon à mousse</td><td rowspan="2">0,5 à 4%</td><td rowspan="2">Ambiante à 50°C</td><td>5 à 15 min</td></tr><tr><td>Pulvérisation</td><td>5 à 30 min</td></tr><tr><td>Trempage</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Précautions Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Ne pas réutiliser l'emballage vide.	Méthode	Concentration	T°C	Temps	Canon à mousse	0,5 à 4%	Ambiante à 50°C	5 à 15 min	Pulvérisation	5 à 30 min	Trempage			
Méthode	Concentration	T°C	Temps												
Canon à mousse	0,5 à 4%	Ambiante à 50°C	5 à 15 min												
Pulvérisation			5 à 30 min												
Trempage															

FR15052025



7 en +

BACTOCLEAN C : Nettoyant Détartrant Désinfectant concentré, sans ammonium

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr



PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES**Conditions de saleté générale (3g/l albumine bovine), 20°C**

	Normes	Souches d'essai	Concentration	Temps de contact
Bactéricide	EN 1276 EN13697	<i>Enterococcus hirae</i>	4%	5mn
		<i>Escherichia coli</i>		
		<i>Pseudomonas aeruginosa</i>		
		<i>Staphylococcus aureus</i>		
		<i>Salmonella enterica</i>		
		<i>Listeria monocytogenes</i>		
Levuricide	EN1650	<i>Candida albicans</i>	0,5%	5mn
	EN13697	<i>Candida albicans</i>	1,5%	5mn



Tél 02 97 54 50 00

www.7darmor.fr

